

## 1610033 - Keiser A400 Abdominal



### Déscription

Le **Keiser A400 Abdominal Machine** redéfinit l'entraînement des abdominaux pour les médecins généralistes, kinésithérapeutes, hôpitaux et centres de rééducation dans le Benelux. Grâce au système de résistance pneumatique révolutionnaire de Keiser, cet appareil offre un entraînement sûr, fluide et respectueux des articulations – sans les contraintes des équipements traditionnels à poids. Adapté à tous les niveaux de fitness, des seniors aux sportifs de haut niveau.

### Caractéristiques & Avantages Principaux

- **Biofeedback en Temps Réel** : La technologie intégrée A400 affiche la puissance et la vitesse moyennes/pics, l'amplitude de mouvement (concentrique & excentrique) et les performances du côté gauche et droit – idéal pour la rééducation et l'analyse.
- **Intégration de Données Transparente** : Exportez facilement les données d'entraînement vers votre système d'analyse ou dossier patient existant.
- **Résistance Variable Dynamique** : Ajustez la résistance numériquement à chaque répétition, avec un support pour la surcharge isométrique et excentrique.
- **Système Pneumatique à Faible Inertie** : Offre une résistance fluide sans à-coups, protégeant articulations, tendons et ligaments – idéal pour les patients âgés ou en rééducation postopératoire.
- **Entraînement Bilatéral du Tronc** : Stimule un développement symétrique des muscles abdominaux pour une base solide du haut du corps.
- **Design Ergonomique** : Entrée facile, réglage précis de la résistance et positionnement sécurisé avant application de la charge.

### Applications

- **Centres de Rééducation** : Réintroduction de l'entraînement de force de manière sûre et contrôlée.
- **Hôpitaux & Soins à Domicile** : Idéal pour le renforcement contrôlé du tronc chez divers publics.
- **Médecine du Sport & Kinésithérapie** : Mesurez et optimisez les performances avec des métriques précises.

- **Cabinets Médicaux & Centres de Santé** : Offrez aux patients une méthode accessible pour développer leur force avec des possibilités d'analyse modernes.

### Conçu pour la Durabilité & l'Efficacité

- Cadre robuste pour une utilisation intensive
- Solution économique pour l'entraînement de force moderne
- Entièrement réglable pour divers utilisateurs et objectifs d'entraînement

## Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	L 84 cm, H 119 cm
<b>Poids du produit</b>	56 kg
<b>sku</b>	1610033
<b>Résistance</b>	0 - 111 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce