

1533444 - Lampe loupe sur statif Ø 12 cm - 1 pc



Déscription

Lampe sur statif avec une loupe de 5 dioptries qui émet une forte lumière, avec des roues et un pied avec frein. Avec un grossissement jusqu'à 2,5x, avec un poids de 5 kg. La lampe n'est pas un dispositif médical.

Spécifications

Composition	Bras de lampe et tube support: acier laqué, tête de lampe et pied: polyamide, verre
Commande Touchless	Non
Dioptrie	5
Longueur du bras	105 cm
sku	1533444
Catégorie de lampe de recherche	Lampe loupe
Lampe d'examen modèle	Modèle de trépied
Type d'emballage	Pièce