

1572557 - Masques chirurgicaux - 3 plis - avec boucles d'oreille - type II - Bleu - 1 x 50 pcs



Déscription

Masque chirurgical en non-tissé 3 type II couches avec boucle d'oreille élastique pour le fixer aux oreilles. Avec barrette nasale réglable pour un ajustement anatomique correct. Le masque est hypoallergénique, sans fibre de verre et sans latex.

Spécifications

Marque	Maimed
Boucles d'oreilles	Oui
Valve	Non
Barette nasale	Oui
Sans latex	Oui
Composition	Polypropylène, non-tissé
Normes	ISO 13485:2016
Couches	3 couches
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte
Type de masque	Masque chirurgical de type II