

1543447 - FB 20 bain de massage des pieds - 3 fonctions et infrarouge - 1 pc



Déscription

Pieds détendus et choyés grâce le bain de pieds avec application de pédicure et massage apaisant avec champ de lumière infrarouge est le compagnon idéal pour la détente. Avec une application pédicure et 3 accessoires interchangeables avec un crochet pratique. Avec 3 fonctions : massage par vibration, massage par bulles et trempage à l'eau, accessoires à rouleaux amovibles pour le massage des zones réflexes des pieds. la baignoire a des pieds antidérapants en caoutchouc et un repose-pieds avec fonction de massage. De plus, la baignoire convient jusqu'à la pointure 48.



Spécifications

| Marque | Beurer |
|----------------------------|---------------------------|
| Dimensions du produit | L 38 cm, H 18 cm, L 35 cm |
| SKU leverancier | 63605 |
| Puissance | 120 W |
| Fonction de chaleur | Oui |
| Chaleur infrarouge | Oui |
| Programmes de massage | 2 |
| Nombre de fonctions | 4 |
| Nombre de têtes de massage | 4 |
| sku | 1543447 |
| Alimentation | Alimentation secteur |
| Réglementation Européenne | 2014/30/EU |
| Type d'emballage | Pièce |