

1351049 - Table d'examen Praxis 2 Elite - hauteur variable électrique - Chocolate - 1 pc



Déscription

Le Praxis 2 Elite est le successeur du Praxis 2, qui connaît un grand succès, dans la gamme Praxis. Cette ligne se caractérise par une grande portée de 42 à 112 cm et possède également une capacité de levage standard de 225 kg. Grâce à ses pieds ronds et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Le dossier plus long du Praxis 2 Elite mesure 81 cm et assure une position assise confortable.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

Spécifications

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Marque | Wesseling |
| Dimensions du produit | L 64 cm, L 198 cm |
| Roues incluses | Oui |
| Hauteur réglable | Oui |
| Porte-rouleau de papier inclus | Non |
| Hauteur | 42-112 cm |
| Capacité de levage | 225 kg |
| Temps de réglage de la hauteur | 40 s |
| sku | 1351049 |
| Couleur | Chocolate |
| Nombre de parties | 2-parties |
| Réglage de la hauteur | Electrique |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |