

1017910 - Seca 757 pèse-bébé digitale avec ruban à mesurer - classe III - 15 kg - 1 pc



Déscription

Qu'il s'agisse de la prise en charge des prématurés dans les soins intensifs ou le contrôle du poids des nouveau-nés à terme : grâce à sa précision exceptionnelle, le pèse-bébé seca 757 est toujours le premier choix. De plus, l'équipement illustre l'excellence du pèse-bébé. Le plateau est composé d'un plastique retenant la chaleur et l'écran rétroéclairé permet de lire le résultat dans une pièce sombre afin d'augmenter le confort des prématurés sensibles à la lumière.

- Précision maximale: convient en service de néonatalié
- Plateau de pesée en matériau absorbant la chaleur corporelle
- Écran LCD rétro-éclairé facile à lire
- La batterie rechargeable incluse permet une utilisation mobile et autonome
- Amortissement réglable en trois étapes pour une pesée rapide
- Transfert des données : Transférez directement les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique des patients (DME)

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Avec tige de mesure	Oui
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Poids max.	15 kg
sku	1017910
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	2 g < 5 kg > 5 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques