

## 1574215 - Table d'examen BasiX 5 Elite - hauteur variable électrique - roues - élévateur de roues - revêtement Fresh - 1 pc



### Déscription

Le modèle 5 pièces de cette série réunit toutes les fonctions en une seule table. Le BasiX 5 Flex est le modèle le plus complet. Il est équipé d'accoudoirs et peut être réglé en position de pli et de trendelenburg. La partie arrière et la partie centrale sont équipées de ressorts à gaz doubles et la partie tête d'un ressort à gaz simple. Les accoudoirs sont réglables manuellement et peuvent être pivotés à côté de la section tête. En tournant les accoudoirs à côté de la section centrale, le patient peut placer ses bras près du corps.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

## Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 200 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Hauteur	44-115 cm
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1574215
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Couleur	Bleu
Nombre de parties	5-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce