

## 1546277 - Linido pied pour appui - blanc - 1 pc



### Déscription

Parfois, les murs des toilettes ou de la salle de bains ne conviennent pas pour le montage d'une barre de toilette pliante, ou la longueur d'une barre de toilette n'est pas suffisante en combinaison avec son environnement, par exemple en raison de la profondeur des toilettes. Le support au sol offre une solution à ce problème. La fonctionnalité de la poignée pliante est conservée.

Le pied de sol est fourni avec une plaque arrière, des pinces en aluminium et des boulons pour le montage du support pliant. Le support de sol est donc fourni sans la barre de toilette rabattable, qui est vendue séparément.

Une fois placée sur le trépied, la barre de toilette pliante est réglable en hauteur en continu.

Les principaux avantages de ce produit sont:

- lorsque le mur n'est pas assez solide, il est toujours possible d'installer un support mural pliant
- le support mural pliable peut être réglé en hauteur en continu sur le support, jusqu'à un maximum de 860 mm
- construction solide avec plaque de sol en acier inoxydable

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2608.0001-02
<b>sku</b>	1546277
<b>Catégorie appuis pour toilette</b>	Accessoires pour appui toilette
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Pièce