

1543333 - AMP - housse de matelas - 160 x 200 x 14 cm - 1 pc



Déscription

Ce **protège-matelas anti-allergique** a été spécialement conçu pour les personnes souffrant d'une **allergie sévère aux acariens** et offre une protection fiable contre les allergènes, la poussière et les micro-organismes. Grâce à la **membrane respirante**, le matelas reste bien ventilé et confortable, sans compromettre l'hygiène.

La housse est **lavable en machine** pour un usage quotidien, et peut également être **nettoyée avec un chiffon humide** en cas d'allergies sévères. Grâce à la **fermeture éclair sur 3 côtés**, la housse est facile à retirer et à remettre.

Caractéristiques :

- **Protège-matelas anti-allergique**, idéal en cas d'allergie aux acariens
- **Membrane respirante** pour une ventilation optimale
- **Lavable en machine** et nettoyable avec un chiffon humide
- **Housse amovible** avec fermeture éclair sur 3 côtés
- **Hauteur standard : 20 cm** – convient à la plupart des matelas
- Adapté à **un usage domestique et en milieu professionnel de soins**

Applications :

- Pour protéger le matelas en cas d'**allergies ou d'asthme**
- Idéal pour **les enfants, les personnes âgées ou les personnes ayant des voies respiratoires sensibles**
- Convient pour une utilisation dans **les établissements de soins, les hôpitaux ou les soins à domicile**

Choisissez ce protège-matelas pour un **environnement de sommeil sain, hygiénique et sans allergènes**.

Spécifications

Marque	LS Bedding
Dimensions du produit	H 14 cm, L 200 cm
Composition	100% polyèstre avec couche de polyuréthane
Profondeur du produit	160 cm
sku	1543333
	Non
Lavable/Disposable	Lavable
Taille housse	160 x 200 x 14 cm
Type d'emballage	Pièce