

1610946 - Surgipack™ sachets de stérilisation - 57 x 200 mm - 200 pcs



Déscription

Les sachets laminés auto-scellants Surgipack vous permettent d'emballer rapidement et facilement des instruments individuels et des petits kits médicaux. Grâce à leur bande adhésive intégrée très pratique, vous pouvez fermer les sachets sans effort. La solution idéale pour gagner du temps et garantir un stockage fiable et stérile.

Haute qualité : Fabriqué à partir de papier résistant et certifié pour usage médical (medical grade).

Contrôle fiable : équipé d'indicateurs clairs de vapeur et d'ETO pour le processus de stérilisation.

Protection optimale : le film teinté rend immédiatement visibles les éventuelles déchirures ou détériorations.

Résistance maximale à la déchirure : doté de triples soudures pouvant être testées mécaniquement afin d'éviter toute ouverture intempestive.

100 % sûr : l'encre utilisée est à base d'eau et intégrée dans le scellage, ce qui exclut tout risque de contamination.

Facile à utiliser : fermeture rapide et aisée grâce au bord autocollant, et ouverture facile grâce à l'encoche pratique pour le pouce.

Polyvalent : adapté à une utilisation dans les autoclaves à vapeur et disponible en différentes dimensions.

Spécifications

Marque	surgipack
sku	1610946
Couleur	Bleu
Taille	57 x 100 mm
Type d'emballage	Boîte