

1541893 - Gants d'examen Sterling Nitrile - non-stérils - L - 10 x 200 pcs



Déscription

Gants Halyard Nitrile Sterling blancs, le gant d'examen Nitrile, sans poudre est la solution sans souci pour toutes les tâches non-stérile. Ajustage et toucher semblables à ceux du latex. Ils conviennent lors d'une exposition faible à élevée aux fluides. Confort excellent et sensibilité tactile préférée.

Spécifications

Marque	Halyard
Poudré	Non
Longueur de la manchette	24 cm
Sans latex	Oui
Composition	Nitrile
Normes	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 420
Résidu poudre	? 2,0 mg/handschoen conform EN 455-3
Produits similaires	Non
Conforme à la norme HACCP	Non
sku	1541893
Couleur	Blanc
Force jusqu'au point de rupture après vieillissement	8N
Force jusqu'au point de rupture pour le vieillissement	8N
Largeur de la paume	110 mm > 240 mm
Largeur doigt	0,09 mm
Méthode de stérilisation	Non applicable
Niveau de qualité	AQL 1.5
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	L
Type d'emballage	Carton
épaisseur de la paume	0,08 mm
épaisseur du poignet	0,06 mm