

## 1012770 - Accutrend Cholesterol - bandelettes réactives - 1 x 25 pcs



### Déscription

Utilisez les bandelettes de cholestérol avec le lecteur de glycémie Accutrend Plus. La mesure prend quelques minutes mais est facile à réaliser.

- Durée de la mesure : 180 secondes
- Principe de test : photométrie par réflexion
- Haute précision et exactitude sur toute la plage de mesure

### Spécifications

<b>Marque</b>	Roche
<b>Code de vérification</b>	Non
<b>Transfert de données par wifi</b>	Non
<b>sku</b>	1012770
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Glucomètres et bandelettes
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce