



**ARSEUS MEDICAL**  
Part of Arseus Medical Group

## **1351289 - Table d'examen Praxis 3 Elite - hauteur variable hydraulique - roues - revêtement Fresh - Ice Blue - 1 pc**



### **Déscription**

Le Praxis 3 Elite est le successeur de la série Praxis 3, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 48-98cm et a une capacité de levage standard de 225kg. Grâce aux pieds arrondis et aux profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Grâce au ressort à gaz spécial sous la section tête/jambes, le rabat se relève automatiquement lorsque la table est abaissée à sa position la plus basse. Cela se produit lorsque le volet court est tourné vers le bas. Cela permet de diviser la surface de manière optimale tout en garantissant une position basse de 48 cm.

*Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.*

## Spécifications

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Marque                         | Wesseling                    |
| Dimensions du produit          | L 64 cm, L 196 cm            |
| Roues incluses                 | Oui                          |
| Hauteur réglable               | Oui                          |
| Capacité de levage             | 225 kg                       |
| Temps de réglage de la hauteur | 40 s                         |
| Hauteur                        | 48-98 cm                     |
| sku                            | 1351289                      |
| Contrôle de hauteur standard   | Electrique commande au pied  |
| Couleur                        | Ice Blue                     |
| Nombre de parties              | 3-parties                    |
| Réglage de la hauteur          | Hydraulique                  |
| Réglementation Européenne      | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage               | Pièce                        |