

## 1022150 - Masque d'urgence pocket - non-stéril - 1 pc



### Déscription

Le mask poche est principalement utilisé pour la respiration par la bouche/masque en cas d'urgence (arrêt respiratoire) pour les adultes, les enfants et les nourrissons. Des dispositifs de ventilation peuvent être connectés au masque de poche, comme par exemple des ballons de respiration ou des ventilateurs fonctionnant à l'oxygène. Le masque de poche est emballé dans un étui en plastique et comprend une valve jetable et un filtre hydrophobe, un connecteur à oxygène et un serre-tête.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Stérile</b>	Non
<b>sku</b>	1022150
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce