

1575857 - Schiller 10-LEAD PATIENT CABLE - 3,5 m IEC, Clip type - 1 pc



Déscription

Câble de marque Schiller. Câble à 10 fils avec fiches à clip. Ce câble peut être utilisé avec les appareils suivants : AT-110, AT-102, AT-10 Plus, AT-10, AT-60, CS-200 et CS-100 et AT-104.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1575857
EKG catégorie	Câbles ECG
Type d'emballage	Pièce