

1575253 - Spéculum vaginaux jetables Cusco - XXS - emballage individuelle - 1,5 cm - 1 x 25 pcs



Déscription

Speculum vaginal Mediware.

- Vis de réglage moletée réglable en continu
- Sans phtalate
- Maintenir fermement les verrouillages
- Ouverture simple et rapide du film stérile
- Code couleur pour identifier rapidement la bonne taille.
- Emballé individuellement stérile
- Disponible séparément: éclairage LED réutilisable

Spécifications

Marque	Mediware
Dimensions du produit	L 1.5 cm
sku	1575253
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	XXS
Type d'emballage	Boîte
Type spéculum vaginal	Cusco