

## 1618583 - Cousin cale - 30 x 40 x 16 cm - revêtement standard - blanc



### Déscription

Le coussin cale de **Spinetechnics** est un coussin ergonomique conçu, idéal pour améliorer la posture assise et offrir un soutien supplémentaire pendant les traitements ou les activités quotidiennes. Grâce à son design astucieux en forme de coin, le coussin aide à favoriser la courbure naturelle de la colonne vertébrale, réduisant ainsi considérablement la pression sur le bas du dos et permettant de prévenir les douleurs lombaires.

*Les couleurs de l'image peuvent différer des couleurs réelles.*

### Spécifications

<b>Marque</b>	Spinetechnics
<b>sku</b>	1618583
<b>Couleur</b>	N01-blanc
<b>Taille</b>	30x40x16cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce