

1622503 - HEINE standard F.O 4 LED NT - Poignée batterie laryngoscope - Rechargeable - 1 pc



Déscription

La **Poignée de laryngoscope HEINE Standard F.O. 4 NT** allie fiabilité, facilité d'utilisation et technologie LED avancée. Cette poignée est **compatible avec toutes les lames de laryngoscope selon la norme ISO 7376 (Green Standard)** et offre une flexibilité maximale dans chaque environnement médical.

De la pile à la rechargeable

Grâce à un simple échange de la partie inférieure, la poignée peut être facilement transformée d'un modèle à piles en une **poignée de laryngoscope rechargeable**. Cela garantit durabilité, utilisation efficace et coûts opérationnels réduits.

Fonction Fade-Out

Grâce à la fonction unique **Fade-Out**, l'intensité lumineuse diminue progressivement, même lorsque la capacité restante est faible. Cela assure un **éclairage fiable** et une efficacité optimale tant avec des piles sèches qu'avec des batteries rechargeables.

LEDHQ – La plus haute norme en éclairage LED

Toutes les LED ne se valent pas. **HEINE LEDHQ (LED en qualité HEINE)** établit une nouvelle référence :

- Rendu des couleurs précis (IRC aussi élevé que possible)
- Intensité lumineuse optimale sans éblouissement
- Gestion thermique avancée pour des performances constantes
- Matériaux de haute qualité et finition durable

Avec **HEINE LEDHQ**, vous bénéficiez de la **meilleure visibilité et d'une certitude diagnostique** lors de chaque intervention.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-008.22.894
sku	1622503
Taxe Bebat	0.05 EUR
Compatible avec	Compatible avec toutes les lames conformes à la norme ISO 7376 (norme verte)
Type d'emballage	Pièce