

1622503 - HEINE standard F.O 4 LED NT - Poignée batterie laryngoscope - Rechargeable - 1 pc



Déscription

La Poignée de laryngoscope HEINE Standard F.O. 4 NT allie fiabilité, facilité d'utilisation et technologie LED avancée. Cette poignée est compatible avec toutes les lames de laryngoscope selon la norme ISO 7376 (Green Standard) et offre une flexibilité maximale dans chaque environnement médical.

De la pile à la rechargeable

Grâce à un simple échange de la partie inférieure, la poignée peut être facilement transformée d'un modèle à piles en une **poignée de laryngoscope rechargeable**. Cela garantit durabilité, utilisation efficace et coûts opérationnels réduits.

Fonction Fade-Out

Grâce à la fonction unique **Fade-Out**, l'intensité lumineuse diminue progressivement, même lorsque la capacité restante est faible. Cela assure un **éclairage fiable** et une efficacité optimale tant avec des piles sèches qu'avec des batteries rechargeables.

LEDHQ – La plus haute norme en éclairage LED

Toutes les LED ne se valent pas. HEINE LEDHQ (LED en qualité HEINE) établit une nouvelle référence :

- Rendu des couleurs précis (IRC aussi élevé que possible)
- Intensité lumineuse optimale sans éblouissement
- Gestion thermique avancée pour des performances constantes
- Matériaux de haute qualité et finition durable

Avec **HEINE LEDHQ**, vous bénéficiez de la **meilleure visibilité et d'une certitude diagnostique** lors de chaque intervention.



Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-008.22.894
sku	1622503
Taxe Bebat	0.05 EUR
Type d'emballage	Pièce