

## 1539556 - Autoclave S Classic 22 - 22 litres



### Déscription

Le S Classic est conçu dans le but de simplifier le travail des utilisateurs et d'optimiser à la fois le temps et les coûts. Son excellente qualité et sa fonctionnalité vous garantissent un très haut niveau de sécurité et de fiabilité. Facile à utiliser, il vous permet de surveiller en permanence chaque cycle de stérilisation. Le stérilisateur est disponible en deux volumes (17 et 22 litres) avec des dimensions extérieures identiques pour tous les volumes. Il est également doté d'un écran à cristaux liquides monochromatique et d'un clavier.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mocom
<b>Poids du produit</b>	51 kg
<b>SKU leverancier</b>	7A201000
<b>sku</b>	1539556
<b>Possibilité de connecter une imprimante</b>	Oui
<b>Nombre de plateaux</b>	3
<b>Dimension extérieure (L X H x P)</b>	481 x 500 x 600 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	250 x 450 mm
<b>Autonomie</b>	6 à 10 cycles
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/68
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Volume</b>	22 L