

1539556 - Autoclave S Classic 22 - 22 litres



Déscription

Le S Classic est conçu dans le but de simplifier le travail des utilisateurs et d'optimiser à la fois le temps et les coûts. Son excellente qualité et sa fonctionnalité vous garantissent un très haut niveau de sécurité et de fiabilité. Facile à utiliser, il vous permet de surveiller en permanence chaque cycle de stérilisation. Le stérilisateur est disponible en deux volumes (17 et 22 litres) avec des dimensions extérieures identiques pour tous les volumes. Il est également doté d'un écran à cristaux liquides monochromatique et d'un clavier.

Spécifications

Marque	Mocom
Poids du produit	51 kg
SKU leverancier	7A201000
sku	1539556
Possibilité de connecter une imprimante	Oui
Nombre de plateaux	3
Dimension extérieure (L X H x P)	481 x 500 x 600 mm
Dimensions intérieures	250 x 450 mm
Autonomie	6 à 10 cycles
Réglementation Européenne	2014/68
Type d'emballage	Pièce
Volume	22 L