


1623766 - Oorspuit Ultra - Janet 100 ml incl. 2 canules - 1 pc



Déscription

La **seringue auriculaire ULTRA-JANET** est une seringue professionnelle réutilisable conçue pour le **nettoyage efficace du conduit auditif**. Idéale pour une utilisation en cabinets médicaux, centres auditifs et à domicile sous la supervision d'un professionnel de santé.

Cette seringue auriculaire est fabriquée en **verre durable** et enveloppée d'**acier inoxydable de haute qualité**, assurant une hygiène optimale et une longue durée de vie. Le **piston en acier inoxydable** garantit un fonctionnement fluide et contrôlé.

Caractéristiques :

- **Seringue auriculaire réutilisable** pour usage professionnel
- Fabriquée en **verre et acier inoxydable**
- **Stérilisable jusqu'à 134 °C**, compatible autoclave
- **Comprend deux canules interchangeables :**
- **Canule en forme d'olive** pour une irrigation ciblée et douce
- **Canule conique** pour un jet d'eau plus large

Applications :

- **Élimination du cérumen**
- **Soins hygiéniques des oreilles** chez les clients ou patients
- Convient aux **médecins, audiologistes, infirmiers** et autres professionnels de santé
- Peut également être utilisé dans des **kits d'hygiène auriculaire pour usage domestique** (avec supervision médicale)

Optez pour la **seringue auriculaire ULTRA-JANET** si vous recherchez un **instrument sûr, durable et professionnel** pour un nettoyage approfondi des oreilles.

Spécifications

Marque	Henke-Sass
sku	1623766
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce