

1516763 - Gobelet 820 - naturel avec motifs rouges - 250 ml - 1 pc



Déscription

Le Gobelet 820 tient ergonomiquement dans la main, présente des graduations claires et est antidérapant. Le gobelet peut être combiné avec différents becs verseurs. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70°C, le gobelet peut être brièvement chauffé jusqu'à 100°C. (Max. 1 min)

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Non
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Oui
sku	1516763
Contenu	250 ml
Couleur	Naturel avec décor rouge
Type d'emballage	Pièce