

1543500 - IL 35 lampe infrarouge 150 W avec minuterie - 1 pc



Déscription

La lampe infrarouge avec une minuterie électrique (3 niveaux) et un arrêt automatique dégage une chaleur apaisante. Le temps de traitement est toujours en intervalles de 5 min.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 14.5 cm, H 17 cm, L 26 cm
SKU leverancier	61612
Puissance	150 W
sku	1543500
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce