

1601705 - Keiser Air250 Military Press



Déscription

Avec sa position assise, la presse militaire Keiser Air250 offre plus de stabilité lors des exercices au-dessus de la tête. Le siège est entièrement réglable, ce qui permet aux personnes de toute taille de s'entraîner. Le dossier est conçu pour bien soutenir le bas du dos. Comme il est possible de commencer l'entraînement avec une résistance très faible, cet appareil est également idéal pour les débutants et les athlètes plus âgés.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 155 cm
SKU leverancier	001621BP
Résistance	6-92 kg
sku	1601705
Couleur	Rouge
Type d'emballage	Pièce