

1532461 - Perfektan TB - 1 litre - flacon de dosage - 1 pc



Déscription

Perfektan TB est un désinfectant actif et économique pour instruments, respectueux des matériaux, destiné à un usage clinique quotidien. Grâce à son exceptionnel pouvoir antimicrobien, il assure une grande protection personnelle lors du traitement des instruments. Perfektan TB de Dr. Schumacher se distingue par son parfum agréable, grâce à sa formulation sans aldéhyde, et est adapté à l'utilisation sur tous types d'instruments médicaux. Idéal pour la désinfection et le nettoyage des instruments. Convient pour une utilisation dans les bains à ultrasons.

Spécifications

Marque	Dr Schumacher
Ingrédients	100 g de solution contient : 3,75 g de guanidinium diacétate de cocospropylendiamine, 5,63 g de propionate de didecylméthoxyéthylammonium.
sku	1532461
Contenu	1000 ml
Type d'emballage	Pièce