


1543470 - Balance digitale en verre GS206 - 150 kg - 1 pc



Déscription

Pèse-personne avec effet mosaïque dans votre salle de bain, le pèse-personne en verre avec motif imprimé, grand écran LCD et arrêt automatique offre un haut niveau de confort d'utilisation. Avec une technologie de mise en marche (Quick Start) et un indicateur de surcharge.

Spécifications

Marque	Beurer
Poids max.	150 kg
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
sku	1543470
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques