

1543831 - Coussin à l'eau W581 - 45 x 50 cm - avec tuyau de remplissage - 1 pc



Déscription

Cette coussin à l'eau sans ouverture contribue à la prévention des escarres en répartissant bien la pression. Le coussin est adapté aux patients à faible risque d'escarres. Il est livré avec un tuyau de remplissage et peut être désinfecté avec de l'eau et un produit nettoyant. Le coussin d'eau est fabriqué en PVC.

Spécifications

Marque	Biomatrix
Normes	ISO 13485
Composition	PVC
sku	1543831
Couleur	Bleu
Poids maximal de l'adulte	90 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce