

1626878 - ARGUS PRO LIFE CARE 3 - MASIMO SpO2 - 4G EMEA - 1 pc



Déscription

L'ARGUS PRO LifeCare 3 est un moniteur-défibrillateur conçu pour les interventions d'urgence, à l'hôpital comme sur le terrain. Son démarrage en seulement 4 secondes, son interface intuitive et ses fonctions de surveillance avancées permettent une prise en charge rapide et efficace des patients.

L'ARGUS PRO LifeCare 3 allie performance, robustesse et connectivité pour répondre aux exigences des professionnels de l'urgence et des soins critiques.

Points forts:

- Démarrage ultra-rapide (4 secondes)
- Écran tactile couleur 8" haute visibilité
- Surveillance complète : ECG 12 dérivations, SpO₂, EtCO₂, NIBP, IBP, température et paramètres Masimo
- Accès direct au mode DAE, même appareil éteint
- Assistance à la RCP avec métronome intégré
- Connectivité Wi-Fi, Bluetooth, réseau cellulaire et USB
- Diffusion des données en temps réel et gestion de flotte à distance
- Conception robuste (IP55 / IK09) adaptée aux environnements exigeants
- Imprimante 4 canaux intégrée

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1626878
Type d'emballage	Pièce
Version	MASIMO SpO2 - 4G EMEA