

## 1550353 - Zaky HUG - bleu ciel - 25 x 2 pcs



### Déscription

Les bébés aiment être chéris et cajolés, les parents voudraient être à proximité de leur nouveau-né. Malheureusement cela n'est pas toujours possible.

Le Zaky HUG est un outil formidable pour simuler la proximité des parents et favoriser un comportement de sommeil calme dans la position correcte. Le Zaky HUG est adapté aux bébés dans presque toutes les phases de croissance et dans presque toutes conditions médicales

À l'hôpital le Zaky HUG remplace universellement de nombreux types et modèles de portées, outils de positionnement et de kangourous.

Le Zaky HUG est présent, depuis plus de 10, dans plus de 300 hôpitaux.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Zaky
<b>SKU leverancier</b>	HUG-C-BL
<b>sku</b>	1550353
<b>Couleur</b>	Bleu Ciel
<b>Type d'emballage</b>	Pièce