

## 1559680 - MOTOmed loop Pro - la (bras & jambes)



### Déscription

Le **MOTOmed** loop peut être utilisé facilement et de manière intuitive. En outre, on peut afficher ses propres photos lors de l'entraînement pour rendre celui-ci divertissant. Pour la première fois le loop rend possible d'adapter la hauteur de l'axe de pédalage pour pouvoir utiliser l'appareil même debout.

Le MOTOmed Loop Pro est principalement destiné aux institutions devant répondre aux normes d'hygiène élevées.

### Avantages

- Repose-pieds de sécurité plastifiés
- Guides jambes longs avec appuis recouverts de plastique pour les mollets et bandes de fixation désinfectables
- Fixation rapide du pied "QuickFix"
- Poignées plastifiées avec technologie de changement rapide
- Support de ressort à gaz du réglage en hauteur
- Réglage de hauteur à 5 niveaux
- Passage de l'entraînement des jambes à l'entraînement de bras par tactile
- Ecran tactile en couleur (7"), inclinable, pivotable
- Semelles de sécurité en revêtement plastifié
- Démarrage et arrêt doux
- Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier (propulsion d'assouplissement)
- Réglage du rayon de pédalage à 2 positions (7 cm oder 12,5 cm)
- Construction entièrement métallique de haute qualité
- Corps fermé de l'appareil en plastique (PC/ABS), facile à nettoyer et à désinfecter
- Mobile avec des grandes roues de transport (13 cm de diamètre)
- Connexion USB pour voir des vidéos lors de l'entraînement
- Interface sérielle pour la connexion SEF RehaMove
- Couleur: blanc

## Spécifications

<b>Marque</b>	MOTOmed
<b>sku</b>	1559680
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce