

1514275 - Gobelet - ErgoPlus 816 - jaune transparent - 250 ml - 1 pc



Déscription

Le gobelet ergonomique ErgoPlus 816 tient toujours bien dans la main et peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 70°C. Le gobelet peut être brièvement chauffé jusqu'à 100°C. (Max. 1 min)

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Oui
Indication d'échelle	Non
Coupe isolante	Non
sku	1514275
Contenu	250 ml
Couleur	Jaune transparent
Forme	n/a
Type d'emballage	Pièce