

1550958 - Aspirateur Aspira 11 - 1 pc



Déscription

Dispositif d'aspiration professionnel à usage chirurgical et médical adapté à une utilisation dans les établissements de santé tels que les hôpitaux, les soins à domicile et l'aspiration pharyngée. Le porte-bouteille peut être placé sur le côté droit ou gauche de l'appareil et accueille un flacon PC gradué de 1l. Ceux-ci et les tuyaux de raccordement en silicone peuvent être stérilisés pour une hygiène optimale. Il s'adapte sur un filtre hydrophobe et antibactérien. L'extérieur est en plastique robuste qui assure un poids réduit pour un transport facile grâce à la poignée intégrée pratique.

Avantages

- Niveau de vide réglable
- Calme
- Bocal pour 1 patient et tubes stérilisables
- 11l/min
- Porte-pot

Spécifications

Marque	Flaemnuova
Débit d'air max.	11 L/m
Volume de la gobelet	800 ml
sku	1550958
Alimentation électrique	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de conteneur	Conteneur avec sac jetable