

## 1625154 - Set Basix 5 avec PLI - interrupteur électrique rotatif - incl. rouleau de massage et siège de selle FINN - 70 cm - Couleur Fresh



### Déscription

La **Basix 5 avec PLI** est une table de traitement électrique qui allie confort, ergonomie et facilité d'utilisation. Grâce à l'interrupteur rotatif, une largeur de travail de 70 cm et une finition de haute qualité, cette table est parfaitement adaptée à la physiothérapie, au massage et à la rééducation.

Ce set complet est livré avec :

- **Table de traitement Basix 5** (RAL9010, avec interrupteur rotatif électrique, largeur de travail 70 cm, couleur Fresh)
- **Rouleau de massage** (53 x 17 x 17 cm) pour un soutien supplémentaire lors des traitements
- **Assise selle Finn KMBZ361** – rembourrée, avec levier unique à l'arrière et pied croisé en plastique stable noir

### Caractéristiques :

- Réglage électrique de la hauteur avec interrupteur rotatif
- Revêtement en simili cuir Fresh de haute qualité, disponible en 34 couleurs sans supplément
- Design ergonomique avec stabilité et confort accrus
- Rouleau de massage et tabouret selle inclus pour une utilisation polyvalente
- Production durable en Belgique et conforme aux normes médicales

Fresh. Celle-ci comprend **34 couleurs**, librement choisissables sans supplément.

Voir l'image pour les échantillons de couleurs disponibles de la gamme Fresh. Si vous souhaitez une autre couleur que celles présentées sur les images, veuillez d'abord contacter votre représentant habituel, s'il vous plaît.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 70 cm, L 200 cm
<b>sku</b>	1625154
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	7.5 ms
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Non
<b>Fente nasale triangulaire</b>	Fente nasale allongée
<b>Nombre de parties</b>	5-parties
<b>Pli électrique</b>	Qui
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	200 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce