

## 1603704 - Mepilex® - 20 x 50 cm - stérile - 12 pcs



### Déscription

Mepilex® pansement hydrocellulaire pour le traitement des plaies aiguës et chroniques.

Mepilex bénéficie d'une enduction de silicone sur toute la surface du pansement issue de la technologie Safetac® permettant un retrait atraumatique pour la plaie et indolore pour le patient. Une étude clinique démontre que les pansements avec technologie Safetac minimisent les traumatismes de la plaie et de la peau lors du retrait. En adhérant aux berges de la plaie, ils permettent de prévenir la macération. La réduction des traumatismes de la plaie et de la peau a pour effet de minimiser la douleur lors des changements de pansement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Dimensions du produit</b>	L 20 cm, L 50 cm
<b>Code CNK</b>	2602-860
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Boîte