

1543828 - Sacs à urine - non-stérils - 2000 ml - tube 90 cm - 1 x 250 pcs



Déscription

Poche à urine avec une tubulure à raccord à degrés, une valve antireflux, une fermeture et un tubulure de 90 cm.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Stérile	Non
Possibilité de vidange	Oui
Normes	EN ISO 13485:2016
sku	1543828
Composition	PVC
Contenu	2000 ml
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte