

## 1608831 - 3M™ Defib-Pads Plaque de gel pour défibrillation - 10 pcs



### Déscription

Les 3M™ Defib-Pads plaques de gel pour défibrillation plaques prêtes à l'emploi, permettent une utilisation rapide et aisée et un gain de temps lors de situations critiques,

Les plaques au gel solide, de couleur orange vif, sont bien visibles, ne demandent pas de nettoyage et ne laissent pas de résidus qui peuvent interférer avec le CPR (Cardiopulmonary resuscitation);

Autonome pour éliminer par inadvertance le "gel bridging" (ponts de gel) qui peut causer des lésions cutanées aussi bien pour le patient que l'opérateur.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>sku</b>	1608831
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte