

## 1106625 - Seca 665 EMR Pèse-personne digitale pour fauteuil roulant compatible pliable - classe III - 300 kg - 1 pc



### Déscription

La solution de pesée idéale pour tous les patients en fauteuil roulant. Le poids de différents fauteuils roulants peut être facilement enregistré et déduit à chaque mesure. La seca 665 a été spécialement conçue pour peser des personnes en fauteuil roulant. Elle dispose d'une plateforme particulièrement basse avec des rampes, des butées latérales et un revêtement en caoutchouc antidérapant, bref : elle est extrêmement sûre et confortable. De plus, elle peut être repliée et rangée de manière peu encombrante en quelques gestes seulement. Son aptitude à l'intégration permet le transfert direct au Dossier Médical Électronique (DME).

- Une plateforme ultra-large et facile d'accès : idéale pour les fauteuils roulants
- Avec « glissières de sécurité » et rampes pour un accès sûr et confortable
- Grâce à la fonction Pré-TARE, enregistrer le poids de différents fauteuils roulants en permanence
- Faible encombrement grâce au mécanisme de pliage et mobilité grâce aux roulettes de transport
- Avec revêtement élastomère antidérapant
- Transfert des données : Transférez directement les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique des patients (DME)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Dimensions du produit</b>	L 110.2 cm, H 91.2 cm, L 115 cm
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	300 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1106625
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g < 200 kg > 200 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personne digitale pour fauteuil roulant