

1623454 - SportsArt Elliptique à entraînement avant - Prime Line Eco-Natural E863 - écran LED



Déscription

Le **crosstrainer SportsArt E863** de la gamme ECO-NATURAL™ Prime Line offre une solution écologique et autonome, parfaitement adaptée aux besoins des cabinets de médecins généralistes, hôpitaux, centres de rééducation, cabinets de kinésithérapie et services de soins à domicile dans le Benelux. Grâce à son design intelligent à entraînement frontal et à ses dimensions compactes, cet appareil est idéal pour tout environnement professionnel de soins.

Caractéristiques principales & avantages :

- **Autonome** : Fonctionne entièrement à l'énergie de l'utilisateur – pas besoin d'alimentation externe, ce qui réduit les coûts énergétiques et est plus respectueux de l'environnement.
- **Hauteur d'enjambement basse (19,5 cm)** : Rend l'appareil accessible aux seniors et aux patients en rééducation.
- **Design de pédales flottantes** : Assure un mouvement fluide et respectueux des articulations, imitant le schéma naturel de la marche.
- **15 niveaux de résistance** : Convient à tous les utilisateurs – de la rééducation légère au cardio intensif.
- **Données d'entraînement complètes** : Informations en temps réel sur la consommation de calories, la fréquence cardiaque, la résistance, les pas par minute, la distance, le temps et le nombre total de pas.
- **Longueur de foulée de 50,8 cm** : Ergonomiquement adaptée à un large éventail d'utilisateurs.
- **Construction durable** : Supporte des utilisateurs jusqu'à 180 kg – conçu pour une utilisation intensive.

Spécifications :

- **Dimensions (L x l x H)** : 179 x 71,5 x 165,3 cm
- **Poids de l'appareil** : 131 kg
- **Poids maximal utilisateur** : 180 kg

Idéal pour :

- Médecins généralistes recherchant un entraînement cardio accessible pour leurs patients
- Kinésithérapeutes et centres de rééducation axés sur l'entraînement à la marche et les mouvements respectueux des articulations
- Hôpitaux et organisations de soins à domicile à la recherche d'appareils de fitness durables et compacts

Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1623454
Type d'emballage	Pièce