

## 1543909 - Renol coussin de positionnement standard - I - 200 cm - 1 pc



### Déscription

Ce grand coussin de positionnement standard offre un soutien à l'aidant dans un fauteuil roulant.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Dimensions du produit</b>	L 200 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCB62400
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	PU
<b>sku</b>	1543909
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	PU
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce