

1532692 - Oxymètre pour enfants - 1 pc



Déscription

Oxymètre de pouls pédiatrique pour les enfants à partir de 2 ans.

Avec un écran OLED en 6 modi d'affichage et un indicateur de batterie faible.

Mesures: SpO2: 70 à 100%: de 70 à 99% précision à +/- 3% et de 80 à 100% précision à +/- 2%.
Pouls: 30 à 235 bpm précision à +/- 1 bpm. Poids: 50 g.

Livré avec dragonne et piles 2 x AAA.

Spécifications

Poids du produit	0.05 kg
Type de batterie	AAA
Taxe Bepat	0.05 EUR
Nombre de batteries	2
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1532692
Groupe cible	Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Épaisseur du doigt	5 mm