

## 1532692 - Oxymètre pour enfants - 1 pc



### Déscription

Oxymètre de pouls pédiatrique pour les enfants à partir de 2 ans.

Avec un écran OLED en 6 modi d'affichage et un indicateur de batterie faible.

Mesures: SpO2: 70 à 100%: de 70 à 99% précision à +/- 3% et de 80 à 100% précision à +/- 2%.  
Pouls: 30 à 235 bpm précision à +/- 1 bpm. Poids: 50 g.

Livré avec dragonne et piles 2 x AAA.

## Spécifications

<b>Poids du produit</b>	0.05 kg
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Bluetooth</b>	Non
<b>Avec câble</b>	Oui
<b>Type de batterie</b>	AAA
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Écran couleur LED</b>	Oui
<b>Avec bande de rythme</b>	Non
<b>Nombre de batteries</b>	2
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1532692
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Groupe cible</b>	Enfants
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Épaisseur du doigt</b>	5 mm