

1207633 - Pince hémostatique Mosquito - lisse - droite - 12,5 cm - 1 pc



Déscription

Cette pince Mosquito de Halstead est une pince artérielle lisse et rectiligne, utilisée pour clamper brièvement ou immobiliser des vaisseaux sanguins sectionnés. Ces pinces médicales sont en acier inoxydable et donc stérilisables.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 12.5 cm
Dents	Non
Composition	Acier inoxydable
sku	1207633
Forme des instruments	Droit
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Type d'emballage	Pièce
Type de pince	Mosquito