

## 1207633 - Pince hémostatique Mosquito - lisse - droite - 12,5 cm - 1 pc



### Déscription

Cette pince Mosquito de Halstead est une pince artérielle lisse et rectiligne, utilisée pour clamber brièvement ou immobiliser des vaisseaux sanguins sectionnés. Ces pinces médicales sont en acier inoxydable et donc stérilisables.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 12.5 cm
<b>Dents</b>	Non
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1207633
<b>Forme des instruments</b>	Droit
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de pince</b>	Mosquito