

1543286 - Cold/Hot Pack Mini - 13 x 14 cm - 1 x 2 pcs



Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133
Stérile	Non
	Non
sku	1543286
Taille	13 x 14 cm
Type d'emballage	Paire