

1018415 - 3M[™] Medipore[™] - perforé - 10 cm x 9,15 m - 1 pc



Déscription

<u>3M™</u> Medipore™ est un pansement hypoallergénique non tissé à perforations latérales est souple et doux, adapté aux peaux sensibles. Le pansement a une forte force adhésive et peut donc être utilisé dans diverses situations telles que le soin des plaies et la fixation de pansements et d'aides. Ce pansement est résistant à l'eau, hydrofuge, sans latex. Facilement extensible en largeur et ne laisse aucun résidu sur la peau.



Spécifications

Marque	3M [™]
Composition	Non-tissé
Compresse	Non
Perforé	Oui
Sans latex	Oui
Stérile	Non
sku	1018415
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	10 cm x 9,15 m
Type d'emballage	Pièce