

## 1352204 - Fauteuil de prélèvement Saar 3D - hauteur fixe - 1 pc



### Déscription

Chaise Saar à 3 sections à hauteur fixe. Le dossier et la partie jambes se déplacent simultanément en actionnant les poignées placées de part et d'autre de l'assise. La conception unique assure une longueur totale de 165 cm en position de Trendelenburg. Les quatre roulettes d'un diamètre de Ø100mm sont toutes freinables, ce qui rend la chaise très stable. En option, les roues avant peuvent être freinées de manière centrale. Les fauteuils de traitement sont équipés en standard d'un ensemble d'accoudoirs réglables en hauteur ; des accoudoirs réglables en angle sont disponibles sur demande. Les chaises à lécher Saar ont un design moderne et distinctif dans différentes couleurs.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Capacité de levage</b>	150 kg
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1352204
<b>Accoudoirs</b>	Qui
<b>Couleur</b>	Pomelo
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Fixe
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce