

## 1517203 - Pediatric Vinyl Oxygen Masque (Short Style) + 2.1 m tubing - 1 x 50 pcs



### Déscription

Les masques à oxygène jetables AirLife® sont sans latex et fabriqués en résine vinylique souple de haute qualité. Les bords lisses et biseautés sont conçus pour le confort du patient et la réduction des points d'irritation. Les masques à oxygène AirLife® sont conçus pour une compatibilité anatomique. 50 masques par boîte.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Vinyle
<b>sku</b>	1517203
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Odeur</b>	Non parfumée
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte