

## 1601760 - Keiser Functional Trainer Bench - 4 positions



### Déscription

Le bench Functional Trainer est conçu pour optimiser l'espace dans les espaces restreints en physiothérapie, dans l'hôtellerie ou dans les zones de remise en forme des entreprises. Il se fixe à la base du Functional Trainer et peut être plié à 90° pour le stockage et l'utilisation, ainsi qu'à 60°, 45°, 30° et à plat. Le banc peut être utilisé pour un Functional Trainer et des haltères ou d'autres exercices nécessitant un banc réglable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Verpakking afmetingen</b>	L 27 cm, H 40 cm, L 121 cm
<b>SKU leverancier</b>	003090B
<b>sku</b>	1601760
<b>Type d'emballage</b>	Pièce