

1545147 - Gants de toilette moltonnés - 15 x 23 cm - 15 x 50 pcs



Déscription

Les gants de toilette moltonnés sont conçues pour fournir une protection et maintenir des normes d'hygiène élevées pour les patients et le personnel infirmier. De plus, les débarbouillettes sont très absorbantes, douces et très résistantes pour une utilisation à long terme.

- Molletonné blanc : Gants de toilette très absorbant et doux, très résistant pour une utilisation longue durée (80 g/m² soudé).

Spécifications

Composition	80g/m ²
sku	1545147
Normes	ISO 13485
	2026-01-06T01:00:00+01:00
Lavable/Disposable	Jetable
Statut d'approbation	A approuver
Taille	15 x 23 cm
Type d'emballage	Boîte